



Pelasta henkiä **AED7000:lla**

Esittelyssä maailman yksinkertaisin AED-laite,
suunniteltu helppokäyttöiseksi kaikille.

Kenen hengen AED7000:si pelastaa?



Pelasta Jonkun Henki Tänään



Miten pelastaisit jonkun hengen työpaikallasi tai perheessä?

AED7000-laite kotonasi tai toimistollasi voi pelastaa jonkun hengen... tai joku voi pelastaa sinun.

AED:t ja Hoidon Nopeus

- Sydänkohtaukset ovat yksi johtavimmista kuolinsyistä maailmassa.
 - Totuus on, että VOIT pelastaa sydänkohtauksen saaneen hengen — mutta kyseisessä tilanteessa hoidon nopeus on kriittistä.
 - Jos joudut odottamaan ambulanssin saapumista jopa 15 minuuttia, voi olla jo liian myöhäistä.
 - Defibrillaattorin käyttö 3 minuutin sisällä sydämen pysähdyksestä voi kuitenkin johtaa jopa 70% selviytymismahdollisuuteen!
 - Defibrillaattorit (AED:t) lähettävät vahvan sähköimpulssin kehon läpi, auttaen uhrin sydäntä käynnistymään ja pumppaamaan jälleen verta.
 - AED7000:ta voidaan käyttää 8-vuotiaisiin lapsiin ja tätä vanhempiin. Nuoremmille lapsille (iät 1-8 vuotta) tarvitaan ainoastaan erityiset lapsille tarkoitetut defibrillaattorityyntä matalaenergiisiin iskuihin.
 - IP-luokitus 54 tarkoittaa, että laite kestää pölyä ja kosteutta, mutta sitä ei tule upottaa veteen.
-

Erottuu Turvallisudellaan Joukosta



AED7000 on puoliautomaattinen defibrillaattori, eli se on erittäin turvallinen käyttää – myös maallikon toimesta.

Ennen iskua AED7000 analysoi uhrin sydämenrytmin. Se lähettää iskun ainoastaan, jos uhri todella tarvitsee sitä, joten iskun antaminen vahingossa on mahdotonta.

Suunniteltu Helppoon Käyttöön

- Useimmat AED:t on suunniteltu käytettäväksi lääkintäammattilaisille, jotka tietävät tarkalleen mitä tekevät...vaikka useimpia AED-laitteita käyttävät tavalliset ihmiset kotona tai työpaikalla.
- Siksi suunnittelimme AED7000:n helpoksi ja yksinkertaiseksi kenen tahansa käytettäväksi.
- Se on kevyt (noin 2 kg) ja siinä on vain 2 painiketta: ON/OFF ja SHOCK.
- Kun olet käynnistänyt sen, ääni antaa sinulle tarkat ohjeet mitä tehdä seuraavaksi, jotta sen oikeaoppinen käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista.

Jokaisen AED7000:n mukana tulee:

- AED7000 yksikkö
- Kantolaukku
- 1 pari defibrillaattorin
- elektrodeja
- Ensiapusetti (sakset, partaterä, suusuoja puhaltamista varten, pieni pyyhe, laastareita)
- Seinäkiinnityssetti
- 8 vuoden takuu

Miten Hankit AED7000:n



Yrityksen nimi: Esiaputarvike.fi:n omistaa: HLR-Hjälpen Stockholm AB

Katuosoite: Teollisuustie 9, 04300 Tuusula

Puhelinnumero: 09 4245 5907

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@ensiaputarvike.fi

Verkkosivusto: <https://ensiaputarvike.fi/>

Palvelusopimus

Tilaa meiltä palvelusopimus ja sinun ei enää tarvitse huolehtia siitä, onko AED-varustus toimiva, kun sitä tarvitaan kriittisesti.

Voit keskittyä ensisijaiseen yritystoimintaasi, ja antaa asiantuntijoiden huolehtia defib-rillaattorin ylläpidosta.

Lisätietoja <https://ensiaputarvike.fi/fi/defibrillaattorit/lifetek-aed7000/aed7000-palvelusopimus-0/>

Henkien pelastamista, Yksi AED Kerrallaan

Sydänkohtauksen sattuessa sinulla on vain noin 3 paniikintäyteistä minuuttia saada uhrin sydän lyömään jälleen.

Se, mitä teet noiden 3 minuutin aikana, voi määrittää selviääkö uhri vai ei.

Epäröinti voi maksaa uhrin hengen.

Onneksi AED7000:n ansiosta sinun ei tarvitse pohtia mitään kriittisellä hetkellä.

Käynnistä se, ja koneen ääni kertoo sinulle tarkalleen mitä sinun tulee tehdä.

Se on 100% turvallinen kaikkien käytettäväksi.

Sydänkohtauksia tapahtuu kaukana sairaaloista joka tunti.

Oletko valmistautunut?

